
คู่มือปฏิบัติการ ชุดสาธิตการทดลองพลังงานน้ำผลิตไฟฟ้า




รายการอุปกรณ์ชุดทดลอง



รายการอุปกรณ์ชุดทดลอง (ต่อ)


- 1. กังหันน้ำเพลตัน
- 2. ถังเก็บน้ำ
- 3. มิเตอร์สำหรับวัดอัตราการไหลของน้ำ
- 4. หัวฉีดน้ำ
- 5. ตู้ควบคุม
- 6. หน้าจอแสดงผล
- 7. สวิทช์เปิด-ปิด เครื่อง
- 8. Emergency Switch
- 9. วาล์วปล่อยน้ำ
- 10. ปั๊มน้ำและอุปกรณ์ควบคุมอัตราไหลของน้ำ

<u>หน้าจอแสดงผลและควบคุม</u>



- 1. ปรับระดับอัตราการไหลน้ำ
- 2. แสดงสถานะการเชื่อมต่อ
- 3. ส่วนควบคุมการ เริ่ม หยุด และรีเซต
- แสดงผลค่าทางไฟฟ้า
 แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)
 กระแสไฟฟ้า (แอมป์)
 กำลังไฟฟ้า (วัตต์)
 พลังงานไฟฟ้า (วัตต์ ชั่วโมง)
- 5. แสดงผลความเร็วรอบกังหัน
- 6. แสดงผลอุณหภูมิและความชื้น
- 7. ความสูงน้ำ
- 8. อัตราการไหลน้ำ

Web application



- 1. ปุ่มปรับระดับอัตราการไหลน้ำ
- 2. ปุ่มกดเชื่อมต่อกับชุดแลปสาธิต เริ่ม หยุด และแสดงผลเวลา
- 3. แสดงผลความเร็วรอบกังหัน (รอบ/นาที)
- 4. แบบทดสอบ
- 5. แสดงผลอุณหภูมิและความชื้น
- 6. แสดงผลค่าทางไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)

กระแสไฟฟ้า (แอมป์)


กำลังไฟฟ้า (วัตต์)


พลังงานไฟฟ้า (วัตต์ - ชั่วโมง)

- 7. แสดงระดับความสูงของน้ำ (เมตร)
- 8. คู่มือปฏิบัติการ
- 9. คีย์แสดงผลการจับคู่
- 10. แสดงอัตราการไหลของน้ำ (ลบ.ม./ชั่วโมง)
- 11. ข้อมูลโรงไฟฟ้าพลังงน้ำ

หลักการและทฤษฎี

กังหันเทอร์โกเป็นกังหันน้ำแบบอิมพัลส์ (Impulse turbine) ชนิดหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนพลังงานศักย์ และพลังงานจลน์ของน้ำให้เป็นพลังงานกล ดังแสดงในรูปที่ 1 กังหันเทอร์โกเหมาะสำหรับผลิตพลังงานกล จากแหล่งน้ำที่มีเฮดปานกลาง –สูง ที่อัตราไหลน้ำต่ำกว่ากังหันปฏิกริยา (Reaction turbine)







รูปที่ 1 แผนภูมิของกังหันเทอร์โก (ต่อ)


หลักการทำงาน


กังหันเทอร์โกประกอบด้วยล้อ (Wheel) มีแกนหมุน และลูกถ้วย (Bucket) ซึ่งมีจำนวนมากติดอยู่ รอบๆขอบล้อ โดยน้ำถูกฉีดจากหัวฉีดเป็นลำเจ็ตพุ่งกระทบกับลูกถ้วย แล้วไหลเปลี่ยนทิศทางออกไป เกิด การถ่ายเทโมเมนตัมจากลำเจ็ตให้แก่ลูกถ้วยในรูปของแรงกระทำและถ่ายเทเป็นแรงบิดบนเพลา (shaft) ของล้อ แรงบิดที่ได้ส่งผ่านเพลาไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ซึ่งสามารถกำหนดกำลังการผลิต โดยการปรับปริมาณน้ำและความเร็วของลำเจ็ตด้วยการปรับตำแหน่งของก้านปรับวาล์วหัวฉีด (Needle valve adjustment)ดังแสดงในรูปที่ 2ลักษณะการทำงานของกังหันเทอร์โกจะมีความคล้ายคลึงกับกังหัน เพลตัน (Pelton turbine) แต่มีความแตกต่างกันที่รูปทรงลูกถ้วยและทิศทางของลำเจ็ตที่ปะทะกับลูกถ้วย โดยลำเจ็ตที่ออกจากหัวฉีดของกังหันเพลตันจะพุ่งปะทะลูกถ้วยตรงกึ่งกลางทำให้น้ำไหลออกจากลูกถ้วย แบบสมมาตร ลำเจ็ตของกังหันเทอร์โกจะพุ่งปะทะลูกถ้วยทิศทางทำมุมกับด้านข้างและน้ำไหลออกจากลูกถ้วยในด้านตรงข้าม ดังแสดงในรูปที่ 3



รูปที่ 2 การทำงานของกังหันเทอร์โก







รูปที่ 3 ลักษณะลูกถ้วยของกังหัน ก) กังหันเทอร์โก ข) กังหันเพลตัน

กำลังที่ควรจะได้จากแหล่งน้ำพลังงานศักย์ (Potential energy) ของแหล่งน้ำเป็นพลังงานที่เรา ต้องการแปลงเป็นพลังงานกลด้วยกังหันเทอร์โก พลังงานศักย์อยู่ในรูปของระดับเฮดรวมของแหล่งน้ำ (total head) เนื่องจากการที่น้ำไหลผ่านท่อต่างๆ รวมทั้งหัวฉีด เกิดการสูญเสียจากความเสียดทาน หรือ ความต้านทานของท่อและส่วนอื่นในระบบส่งน้ำ ดังนั้นพลังงานศักย์ที่ควรจะได้จึงมีเฮดต่ำกว่าเฮดรวม ซึ่ง เรียกว่า เฮดรวมสุทธิ (net head, H_{net}) ซึ่งมีค่าเท่ากับ เฮดรวมลบเฮดสูญเสีย

กำลังของน้ำที่ควรจะได้ที่หัวฉีดสามารถคำนวณได้ตามสมการ

$$P_W = \frac{\gamma QH}{1000} , \qquad kW$$

หรือ

$$P_W = \frac{\gamma QH}{746} , \qquad hp$$

เมื่อ P_W คือ กำลังเชิงทฤษฎีจากแหล่งน้ำ, W

Q คือ อัตราการไหล, m^3/sec

 H_{net} คือ เฮดสุทธิ์, m

 γ คือ น้ำหนักจำเพาะของน้ำ, N/m 3

1 hp = 550 (lb.ft)/s

= 0.746 kW

(สามารถคำนวณหาค่า $\gamma=\rho g$ เมื่อ ρ คือ ความหนาแน่นของน้ำ และ gคือค่าแรงโน้มถ่วง)

กำลังของกังหันเทอร์โก

เมื่อน้ำความเร็วสูงจากหัวฉีดกระทบกับลูกถ้วย โมเมนตัมของน้ำเปลี่ยนเป็นแรงผลักให้วงล้อหมุน และเกิดแรงบิดที่เพลา ส่งกำลังผ่านเพลาไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ได้กระแสไฟฟ้าออกมาใช้ งาน โดยกระแสไฟฟ้าที่ได้เป็นกระแสไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ สามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าตามสมการ

$$P_0 = I \times V \times PF$$
 Watt

$$P_0 = \frac{I \times V \times PF}{746}$$
 hp

เมื่อ P_o คือ กำลังไฟฟ้า, Watt

V คือ แรงดันไฟฟ้า, Volt


I คือ กระแสไฟฟ้า,Amp.

PF คือ เพาเวอร์แฟกเตอร์

ประสิทธิภาพของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกังหันเทอร์โก

ประสิทธิภาพรวม (Overall efficiency) ของระบบผลิตกระแสไฟฟ้ากังหันมีค่าเท่ากับ สัดส่วน ของกำลังไฟฟ้าที่ได้จากกังหันจริง ต่อ กำลังที่ควรจะได้จากแหล่งน้ำ

$$\eta = \frac{P_0}{P_W} \times 100\%$$



ข้อดี-ข้อจำกัด ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ

ข้อดีและข้อจำกัดของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ สามารถสรุปได้ดังตารางดังนี้


ข้อดี	ข้อจำกัด
1. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเชื้อเพลิง	1. การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าขึ้นกับปริมาณน้ำ
นอกจากใช้เงินลงทุนก่อสร้าง	ในช่วงที่สามารถปล่อยน้ำออกจากเขื่อนได้
2. ไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการ	2. การก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศไทยมี
ผลิตไฟฟ้า	ข้อจำกัดเนื่องจากอ่างเก็บน้ำของเขื่อนขนาด
3. โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่มีขีด	ใหญ่จะทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง
ความสามารถสูงในการรักษาความมั่นคงให้แก่	ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชน
ระบบไฟฟ้า สำหรับรองรับช่วงเวลาที่มีความ	
ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด	

ขั้นตอนการใช้งาน

- 1. เสียบปลั๊กแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ให้กับชุดแลปสาธิต
- 2. ดำเนินการเปิดเบรกเกอร์ตัดต่อไฟฟ้าไปอยู่ตำแหน่ง ON




- 3. บิดสวิชท์ไปยังตำแหน่ง ON ด้านขวา
- 4. เข้า Web application URL : https://encamppowerplant.com/lablite/hydro




และกดปุ่มเชื่อมต่อ กรณีมีการเชื่อมต่ออยู่จะมีหน้าต่างแจ้งเตือน




เมื่อเชื่อมต่อได้แล้วจะแสดงผลค่าต่าง ๆ และคีย์การเชื่อมต่อ




และสถานะการเชื่อมต่อที่หน้าจอแสดงผลที่ชุดแลปสาธิตขึ้นสถานะ connect




5. กดปุ่มควบคุม On line เพื่อให้ควบคุมการทำงานผ่าน web application



6. เริ่มการทดลองโดยกดปุ่มเริ่มการทำงาน เวลาการทำการทดลองจะเริ่มจับเวลา



7. เมื่อทำการทดลองเสร็จให้กดหยุด และกดยกเลิกการเชื่อมต่อ



วัตถุประสงค์ของการทดลอง

- 1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของกังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า
- 2. เพื่อวัดและคำนวณพลังงานที่ได้จากกังหันน้ำ

ขั้นตอนวิธีการทดลอง

- 1. ให้ตรวจสอบความเรียบร้อยและเตรียมเครื่องทดลองก่อนเริ่มการทดลองดังนี้
 - ปรับก้านวาล์วหัวฉีดควบคุมอัตราไหลของน้ำให้อยู่ในตำแหน่งเปิดสุด
 - เปิดเบรกเกอร์ควบคุมกระแสไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำและกังหันน้ำ สังเกตุไฟแสดง สถานะการทำงานของชุดทดลองและหน้าจอแสดงผลฯ ติด
- 2. เปิดเครื่องสูบน้ำโดยหมุนสวิทช์ควบคุมเครื่องสูบน้ำไปที่ ON เพื่อเริ่มจ่ายน้ำให้แก่กังหัน แล้ว ปรับอัตราไหลของน้ำครั้งที่1 โดยปรับก้านวาล์วควบคุมหัวฉีด
- 3. บันทึกผลค่าความดันน้ำ อัตราไหลน้ำ ค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า และค่ากำลังไฟฟ้า
- 4. ปรับตำแหน่งก้านวาล์วควบคุมหัวฉีดเพื่อปรับอัตราไหลของน้ำ แล้วทดลองซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6 โดยทำการทดลองที่อัตราไหลของน้ำ 3 ค่า
- 5. ปิดเครื่องสูบน้ำ โดยหมุนสวิทช์ควบคุมเครื่องสูบน้ำไปที่ OFF
- 6. ปิดเบรกเกอร์ควบคุมกระแสไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำและกังหันน้ำ สังเกตุไฟแสดงสถานะการ ทำงานของชุดทดลองและหน้าจอแสดงผลฯ ดับ สิ้นสุดการทดลอง

ตารางบันทึกผลการทดลอง

ครั้งที่	ความดัน น้ำ	อัตราไหลน้ำ		แรงดันไฟฟ้า			กำลังน้ำ	ประสิทธิภาพ ของระบบ
	เฮด (m)	(litre/s)	(m³/s)	(V)	(A)	(W)	(W)	(%)

การวิเคราะห์ผลการทดลอง
สรุปผลการทดลอง