

ชุดสาธิตการทดลองพลังงานน้ำขึ้น - น้ำลงผลิตไฟฟ้า

หลักการทำงาน

พลังงานน้ำขึ้น-น้ำลง ใช้หลักการพื้นฐานมาจาก
พลังงานศักย์และพลังงานจลน์เป็นหลักการเดียวกับเขื่อนพลังงาน
น้ำ ที่การกักเก็บน้ำบนพื้นที่สูงและมีปริมาณน้ำมาก
ๆแต่พลังงานน้ำขึ้น-น้ำลงใช้ความต่างของระดับน้ำขึ้น-น้ำลงในแต่
ละวันเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของกำลังงานโดยการสร้างเขื่อนบริ
เวณปากแม่น้ำหรือปากอ่าวเพื่อที่การกักเก็บน้ำได้ปริมาณที่มาก ๆ
โดยความต่างของระดับน้ำขึ้น-น้ำลง
เมื่อน้ำขึ้นน้ำก็ไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำจนเต็มและน้ำจะไหลออกจาก
อ่างเก็บน้ำเมื่อน้ำลงการไหลเข้าออกของน้ำจะต้องควบคุมโดยไหล
ผ่านกังหันน้ำที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนินไฟฟ้าเมื่อกังหันน้ำหมุนก็
จะได้กระแสไฟฟ้าออกมาใช้งาน

จอแสดงผลแบบสัมผัส



- ขนาดจอแสดงผล 4 นิ้ว ความละเอียด 450X250 พิกเซล
- สามารถสั่งงานโดยการสัมผัสหน้าจอได้
- ใช้หน่วยประมวลผลความเร็ว 600MHz
- มีความความจำภายใน 128 MB
- มีพอร์ตสื่อสารแบบ RS232/422/485 2 พอร์ต
- รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB และรองรับการเชื่อมต่อกับ ไดร์ฟหน่วยความจำแบบ USB หรือเมาส์
- รองรับการเขียนสคริปต์สั่งงาน
- ทำงานได้ที่แรงดันไฟฟ้า 24 โวลต์
- รองรับมาตรฐานการป้องกัน IP65
- สามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิ 0-50 องศาเซลเซียส

วิธีการทดลอง

- 💷 วางชุดสาธิตในต่ำแหน่งที่เหมาะสม
- 📵 เปิดแหล่งกำเนิดพลังงานน้ำขึ้น น้ำลง
- ปรับระดับความสูงน้ำ
- 📗 ดำเนินการวัดผลและวิเคราะห์ผลการทดลอง

ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเป็นตู้โลหะทำจากวัสดุโลหะ ประเภทเหล็กกล้าไร้สนิม เกรด SUS 304 ความหนา 1.00 มิลลิเมตร มีตัวล็อคฝาปิดเป็นแบบกดปุ่ม





